

ВСТУП

Масаж з Comrex ION™, впливаючи на глибокі шари м'яких тканин тіла, сприяє зменшенню болю у м'язах після фізичного навантаження, розслабляє їх та знімає спазми. Рол виготовлений з стійкого промислового поліуретану, зовні схожого до гуми, який забезпечує міцність та тримає форму при будь-якому навантаженні. Фактурне зовнішнє покриття сприяє керованості та кращому зчепленню з обраною ділянкою тіла. А наявність чотирьох рівнів інтенсивності вібрації рола дозволяють обрати оптимальний режим роботи як для розігріву, так і для відновлення м'язів. Comrex ION™ портативний та легкий, його просто заряджати за допомогою зарядного пристрою через мікро USB роз'єм.



- Ⓐ Індикатор рівня інтенсивності вібрації (зелений) - 4 режими: 1,2,3,4
- Ⓑ Вимикач живлення
- Ⓒ Індикатор заряду батареї (синій) - 4 рівні: 25%, 50%, 75%, 100%
- Ⓓ Мікро USB роз'єм (вхід- 5В 2А)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШВИДКІСТЬ	ШВИДКІСТЬ	ШВИДКІСТЬ	ШВИДКІСТЬ	ПРИМІТКА
	1	2	3	4	
Шум(дБ)	<53дБ	-	-	54дБ	За умови дистанції 30см
Частота (Гц)	31Гц	48Гц	53Гц	72Гц	
Швидкість двигуна, об/хв	1900	2900	3200	4320	
Енерго-споживання	Напруга (В)	8.15	8.07	7.99	7.88
	Сила струму (А)	0.79	1.2	1.45	1.68
	Потужність (Вт)	6.4Вт	9.6Вт	11.6Вт	13.2Вт
Тривалість зарядки та автономної роботи пристрою	Тривалість зарядки	1.5 год-2 год			
	Тривалість автономної роботи	2-2.5 год			Кожні 15 хвилин роботи автоматично зупиняється на один цикл
Адаптер живлення	За стандартами США AC100 ~ 240В 50/60 Гц, вихід 5В 2А. 1,5 м USB-кабель для зарядки (сертифікація: uL / ETL ROHS)				
Акумулятор/ батарея	2*7.4В 2200МА*год 18650 Battery 2 секції 1 паралельне з'єднання				

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Пристрій має чотири рівні інтенсивності вібрації. Щоб увімкнути/вимкнути живлення, натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, доки індикатор живлення не увімкнеться/не вимкнеться.

РЕЖИМ 1: Горить вимикач живлення та 1 індикатор інтенсивності вібрації (зелений) (1900 об / хв)

РЕЖИМ 2: Горять два зелені індикатори інтенсивності вібрації (2900 об/хв.)

РЕЖИМ 3: Горять три зелені індикатори інтенсивності вібрації (3200 об/хв.)

РЕЖИМ 4: Горять чотири зелені індикатори інтенсивності вібрації (4320 об/хв.)

4 індикатори рівня заряду батареї світяться паралельно з індикаторами рівня інтенсивності вібрації від 25%, 50%, 75% до 100%.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не рекомендується протягом тривалого періоду часу утримувати акумулятор з зарядом менше 20%. Підключіть пристрій до джерела живлення, якщо рівень заряду батареї складає менше 25% задля уникнення повної розрядки.
- Кожні 15 хвилин роботи пристрій автоматично зупиняється на один цикл в будь-якому режимі інтенсивності.



ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ВІДПОВІДНО ДО НАСТУПНИХ ІНСТРУКЦІЙ:

- Особам до 18 років застосовувати лише під наглядом дорослих осіб.
 - В разі будь-якого дискомфорту – негайно припиніть використання масажера.
 - Уникайте контакту масажера з головою, кістками та суглобами.
 - Застосовуйте масажер не більше 1 хвилини на кожній окремій ділянці тіла.
- Масажуйте лише м'язи, уникаючи кістки та суглоби.

- Уникайте контакту пальців, рук та/або волосся з увімкненим ролем.
 - Не кидайте Comrex Ion™ на підлогу.
 - Даний пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань, за винятком випадків, коли особа, відповідальна за їх безпеку, не отримувала вказівок чи інструкцій щодо використання пристрою.
 - Зберігати в недоступному для дітей місці
 - Пристрій слід використовувати лише з блоком живлення <модель ICP15A-050-2000B>, що постачається з приладом.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Для підзарядки акумулятора використовуйте лише знімний блок живлення, що постачається з цим приладом.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

БУДЬ ЛАСКА, НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ ПРИСТРІЙ ІОН БЕЗ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРЯ ЗА НАСТУПНИХ УМОВ:

- Нещодавні хірургічні втручання будь-якого типу
- Будь-які видозміни шкіри, такі як: почервоніння, гематоми, опіки, запалення
- Грижі міжхребцевих дисків
- Вагітність
- Діабет/невропатія або пошкодження сітківки
- Вживлений кардіостимулятор
- Травми, на які може вплинути вібромасажер
- Епілепсія та/або мігрені
- Спондилолітез
- Деформація/ригідність хребта
- Нещодавня заміна суглобів або ВМС
- Вживлені металеві спиці/пластини
- Присутні інші фактори, що погіршують стан здоров'я.

УВАГА!

- Не використовуйте на травмованих ділянках тіла.
- Не занурюйте пристрій у воду, пісок та/або дрібне сміття, що може потрапити до вентиляційного отвору двигуна.
- Не викручуйте гвинти та не намагайтесь розібрати пристрій самостійно.
- Акумулятор пристрою не замінюється.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ

Можливе подразнення шкіри та невеликі синці в разі масажування більше 60 секунд на одному місці або на кістлявих ділянках. Побічні ефекти можуть виникати у людей, які нещодавно перенесли операції, мають шкірні захворювання, рани, нервові захворювання, переломи кісток та/або контузії. З метою запобігання виникнення подібних реакцій, користувачі повинні проконсультуватися з лікарем перед застосуванням рола.

ПРАВИЛА ЗАРЯДКИ

1. Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій.
2. Під час зарядки блимають 4 світлодіодні індикатори залежно від рівня заряду батареї. Коли горять всі 4 світлодіодні індикатори, акумулятор повністю заряджений, а індикатор зарядного пристрою світиться зеленим кольором. Під час процесу зарядки індикатор зарядного пристрою світиться червоним.
3. Пристрій не можна використовувати під час зарядки.
4. Будь ласка, використовуйте адаптер, що додається. Не використовуйте інші адаптери, щоб уникнути пошкодження акумулятора та потенційної небезпеки.
5. Час зарядки акумулятора 1, 5- 2 год.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Заява про відповідність частині 15В Правил FCC
Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація пристрою регулюється двома наступними умовами (1) Пристрій не може спричиняти перешкод для функціонування інших приладів чи здоров'я. (2) пристрій приймає будь-які перешкоди, включаючи такі, що можуть спричинити перебої в його роботі.

COMPEX ВІБРОМАСАЖНИЙ РОЛ

МОДЕЛЬ: CX202WL02

Джерело живлення-літій-іонна батарея (7.4В , 2200

мАгод, 16.28 Вт*год)

Номинальний вхід: 5В 2А

Декларована потужність: Max. 13.2 Вт



Made in China

ГАРАНТІЯ

Цей пристрій має гарантію на один рік від дати продажу. Гарантія поширюється лише на пристрій без аксесуарів. Протягом гарантійного терміну дефектні частини будуть відремонтовані або замінені безкоштовно. Будь-яке зовнішнє втручання в роботу пристрою, зловживання чи навмисне пошкодження, призводять до втрати цієї гарантії. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з дистриб'ютором/виробником.